

Дробилка щековая GLC серии 78

ОПИСАНИЕ

Щековая дробилка GLC-78 поставляется с неподвижной и эксцентрически двигающейся щеками и боковыми стенками, выполненными из инструментальной стали. Управляется мотором мощностью 3 л.с. с маховиком и защитой от перегрузок. Частицы образца размером до 3-3/4" (95mm) измельчаются до 1-15mm при помощи установочного штифта-рычага. Угол между щеками можно изменять в зависимости от типа образца. Производительность может достигать 205 кг/ч в зависимости от материала и установки размера выходного продукта. Станок оснащен защитными ограждениями, загрузочным бункером с поворотной крышкой и защищенным корпусом. Станок может быть доукомплектован пылесборником LCA-340. Для очистки камеры неподвижная щека может быть быстро извлечена без использования инструментов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	Размер щек, мм	Максимальный размер образца, мм	Размер образца на выходе, мм	Производительность, кг/ч	Электродвигатель
GLC-78	102x102	95	<1мм	200	3 л.с., 230/400В, 1/3ф, 50/60Гц